

OCUflash®

Natrii chloridum 7 mg/ml

Akių lašai (tirpalas)

1. Kas yra OCUflash® ir kam jis naudojamas

OCUflash® yra specialus akių (izotoninis, buferinis) tirpalas, kuriame yra pievinių akišveičių (*Euphrasia officinalis*) ekstrakto priemaišų. Lašus reikia lašinti į akį arba jais plauti akis. Pievinių akišveičių (*Euphrasia officinalis*) ekstraktas slopina akies uždegimą ir veikia sutraukiamai (adstringentas). Dėl šių savybių pievinių akišveičių (*Euphrasia officinalis*) jau nuo seno naudojama akims atpalaiduoti, profilaktikai bei kaip palaikomoji neužkrečiamo akių vokų ir junginės uždegimo gydymo priemonė.

2. Kas žinotina prieš naudojant OCUflash®

OCUflash® naudoti negalima, jeigu yra alergija bet kuriai sudedamajai medžiagai.

OCUflash® galima naudoti suaugusiems žmonėms, paaugliams ir vaikams. Priemonė yra saugi, taigi ją galima naudoti naujagimiams, kūdikiams, nėščioms moterims ir žindyvėms.

Jeigu kartu naudojama kitokių lašų ar akių tepalų, jų galima naudoti praėjus mažiausiai 5 minutėms po OCUflash® panaudojimo.

3. Kaip naudoti OCUflash®

OCUflash® idealiai tinkamas kaip plaunamasis tirpalas dirginančioms dalelėms ir (arba) chemikalams išplauti iš akies. Šį tirpalą galima naudoti be akių gydytojo nurodymo, pavyzdžiui, trumpą laiką plauti akis, lašinti į jas arba naudoti kaip vokų kompresą. Šią priemonę galima naudoti, kai jaučiamas nemalonus pojūtis akyje, pavyzdžiui, deginimo, dilgsėjimo, niežulio arba svetimkūnio pojūtis. Idealu naudoti OCUflash® toliau išvardytais atvejais.

1. Akims plauti po tonometrijos ir gonioskopijos.
2. Akims plauti, šalinant svetimkūnį, dulkes ar chloruotą vandenį.
3. Fluorescencinio tirpalo likučiams šalinti.
4. Gleivių arba pūlių išskyroms šalinti.
5. Akims plauti po kontaktinių lęšių panaudojimo.
6. Ideali pirmosios pagalbos priemonė, jeigu yra lengva junginės erozija arba jeigu į akis pateko rūgštinių arba šarminių medžiagų (kalkių, cemento dulkių).
7. Palaikomoji priemonė sergant kai kuriomis, dažniausiai neužkrečiamomis ligomis, junginės uždegimu ir lėtinėmis junginės užkrečiamomis ligomis.
8. Tinkama priemonė kosmetikos likučiams, esantiems aplink akis (nuo vokų ir blakstienų), šalinti.

Akies dirginimui slopinti ir palaikomajam neužkrečiamo junginės ir vokų uždegimo gydymui į pažeistos akies (akių) junginės maišelį reikia įlašinti po 1-2 lašus 1-4 kartus per parą. Šalinant svetimkūnį, akys plaunamos tol, kol sutrikimas išnyksta.

Atsargumo priemonės prieš naudojimą

OCUflash® galima naudoti iš karto atidarius buteliuką. Reikia nusukti apsauginį dangtelį, šiek tiek atlošti galvą, apversti plastikinį buteliuką, jį paspausti ir įlašinti reikiamą kiekį lašų į apatinį junginės maišelį. Tirpalo kiekis priklauso nuo naudojimo būdo. Tirpalas lašinamas arba pažeista akis juo plaunama (į akį patenkančio tirpalo kiekis priklauso nuo buteliuko paspaudimo). Jeigu yra vokų uždegimas, tirpalą galima naudoti kompresams. Lašintuvu negalima liesti akies, voko ar blakstienų. Po procedūros reikia stipriai užsukti dangtelį, tai apsaugos tirpalą nuo užteršimo. Buteliuką reikia laikyti vertikaliai.

Įspėjimai

Jei simptomai, dėl kurių buvo paskirti šie akių lašai, nepagerėjo ir išlieka ilgiau nei dvi dienas arba net pablogėjo, pasitarkite su savo oftalmologu.

OCUflash® gebėjimo sukaupti dėmesį, vairuoti, valdyti mechanizmus ir dirbti aukštyje ar kitokį darbą, kuriam atlikti reikia didelio susikaupimo, neveikia. Visgi pavieniais atvejais įlašinus lašų į junginės maišelį galima laikinai matyti lyg per miglą, taigi veiklą, kuriai atlikti būtinas didesnis atidumas, galima atlikti tik išnykus šiam laikinam poveikiui. Jeigu šios priemonės netyčia nuryja vaikas, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įlašinus šio tirpalo, minkštų kontaktinių lęšių, ypač hidrofiliųjų, nešioti negalima. Jeigu įmanoma, gydymo metu reikia nešioti kietuosius kontaktinius lęšius arba lęšius išsiimti prieš lašinant tirpalo ir vėl juos įsidėti praėjus ne mažiau kaip 20 minučių po lašų įlašinimo.

4. Galimas šalutinis poveikis

OCUflash® lašai toleruojami labai gerai. Retais atvejais iš karto po tirpalo įlašinimo galima trumpai jausti lengvą deginimą. Gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcija.

Jei atsiras paminėtas šalutinis poveikis ar kitokių neįprastų reakcijų, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

5. OCUflash® sudėtis

1 ml yra 7 mg *natrii chloridum* (natrio chlorido).

Pagalbinės medžiagos: benzalkonii chloridum (benzalkonio chloridas) (1 mililitre yra 0,04 mg, t. y. 0,004%), *dinatrii edetas dihydricus* (dinatrio edetas dihidratas), *kalii chloridum* (kalio chloridas), *magnesii chloridum hexahydricum* (magnio chloridas heksahidratas), *polysorbatum 80* (polisorbatas 80), *Euphrasia officinalis* (pievinių akišveičių) tinktura, *borax* (boraksas), *natrii hydroxidum* (natrio hidroksidas) ir *aqua purificata* (išgrynintas vanduo).

6. Kaip laikyti OCUflash® ir kita informacija

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Pirmą kartą atidarius buteliuką, priemonę reikia sunaudoti per 28 dienas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant buteliuko etiketės arba dėžutės šalia smėlio laikrodžio piktogramos nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, priemonės naudoti negalima. Priemonė tinkama naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Pakuotės dydžiai: 1 x 10 ml, 2 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovakijos Respublika

Tel.: +421 2 4333 3786

Faks.: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu

CE 2265



Paskutinės teksto peržiūros data 2020 m. balandžio mėn.